

Прочистіть слуховий апарат / вушний вкладиш ретельно, поверхня повинна бути повністю зволожена. Дайте висохнути, потім вставте. Не наносьте на чутливі до дії алкоголю області!


smartclean[®]
wipe



Зберігайте в недоступному для дітей місці. Зберігайте щільно закритим. Тримайте подалі від джерел займання. Уникайте контакту з очима.

Очищаючі серветки

для слухових апаратів та
вушних вкладишів



R 10: Вогнебезпечно.
Розчин 25 г (1 г = 0,2 г етанолу, 0,1 г пропилового спирту)

DETAX

REF 02735
35 шт.

15°C 59°F 25°C 77°F

LOT